



Ball Mill Table

WET & DRY Part



볼밀테이블은 시료 분쇄 및 분산 혼합, 침전 방지용으로 사용되는 장비이며 날 정병부터 Pot까지 사용가능하다. 속도조절 및 시간 선정등이 가능하며 경제적인 가격으로 생산 및 연구 활동에 용이하다. 장비 사양은 사용자에게 맞게 제작가능하다. Zirconia, Alumina Ball등을 사용하며 Size의 다양화로 장비 및 Pot를 사용할 수 있다.

Capacity(liter)	Material(lining)	Beads(mm)
EP-Pot 0.5L 부터 20L 까지 지르코니아, 알루미나 0.5부터 7L까지	지르코니아, 알루미나 SUS, 우레탄, EP등	지르코니아, 알루미나, SUS등 1mm 부터 20mm 까지 사용



EP-POT 10L



◎ Model List (사용자에게 맞게 용도 및 용기 사이즈에 의해 변경 선택 가능합니다.)

Model	Power	Option
BMT-1단 2열부터 BMT-4단 4열까지 제작가능	rpm Max : 450 220V, 60Hz 동시 및 개별구동 선택	저속형, 고속형까지 롤러재질 (Rubber, Urethane, Silicon)으로 선택가능 하며 Size선택과 도어(방음, 비방음)의 선택가능.