



SC-01C Model



SC-01C Control

◎ 제품 특징

- * 건식 분말 파우더 등을 용기내에 투입된 소재는 초고속 회전하는 분쇄 칼날에 의해 단시간내 분말화 됩니다.
- * 식품, 의약품 분쇄, 해쇄에 최적합니다.
- * 다양한 재료를 한번에 분쇄하며 고속회전에 의해 혼합이 균일하게 되어 별도로 혼합작업이 필요없습니다.
- * 위생성을 고려한 사양으로 되어있어 분해, 세정이 쉬워 청결하게 사용할수 있습니다.
- * 뚜껑 과 블레이드 그리고 용기 가 분리되어 세척시 편리하다
- * 분쇄시 필요에따라 손잡이를 잡고 본체를 스윙 하면서 분쇄할수 있어 균일하게 분쇄할수 있다.
- * 실험실용 건식 분쇄기
- * 소량 다품종의 분쇄가 가능합니다.
- * 딱딱한 원료로도 분쇄 분말화가 가능합니다.
- * 소형으로 공간을 덜 차지 합니다.
- * 안전센서가 붙어 있어 사고방지 할수있습니다.
- * 습식으로는 사용하지 않습니다.
- * 가정용 과 비교하면 몇배이상의 효과가 있습니다.
- * 분쇄 용기를 탈착 할수있습니다.용기를 기울일수 있어 소재분쇄후 꺼내기에 편리합니다.
- * 보통 소재에따라 분쇄후 입도는 30um 정도입니다.

◎ 재료 적용 분야

- * 쌀과 차, 파, 찻잎, 콩, 당근, 건채소(호박), 건조식품(새우, 인삼), 식료품 분야
- * 수지, Glass(유리), 플라스틱, 동물뼈, 분말산업 안료 및 바이오 및 생약, 알약, 제약 산업
- * 산업 전반에 걸쳐 파우더 분말 재료 분쇄 및 혼합이 필요한 모든 재료에 적용 가능

◎ 분쇄 사진





Sanitary Crusher

DRY Part



SC-01C 분리



SC-01C 내부



SC-01C 내부

Model List

Model	Rpm	Capacity	Power	Vessel(용기) Size	Vessel Mat'l	Weight	Rpm조절
SC-01C	25,000	1.5L	220V 50/60Hz, 1.5Kw	∅ 167×83	SUS304	11kg	가능
SC-12C	25,000	2.0L	220V 50/60Hz, 1.8Kw	∅ 168×92	SUS304	11kg	가능
SC-12T (Timer 부착 모델)	25,000	2.0L	220V 50/60Hz, 1.8Kw	∅ 168×92	SUS304	11kg	고정

※ Mat'l : Vessel - SUS304, Blade - SUS420(열처리), (Blade 재질 지르코니아로 변경가능)

※ 외형 Size. :

SC-01C : 269x199x380mm

SC-12C : 254x190x408mm

SC-12T : 254x190x408mm



SC-01C Model